

Phospho-Bcl-2-S87 Kaninchen Pab Für Wb - P10415

Artikelnummer: CM0001094



Einführung

Phosphospezifisches polyklonales Kaninchenantikörper, das phosphoryliertes Bcl-2 an Ser87 nachweist. Ideal für WB und ELISA in menschlichen und Rattenproben; unterstützt die Apoptose-, Autophagie- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	Phospho-Bcl-2-S87 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Bcl-2; PPP1R50; Phospho-Bcl-2-S87
Art	Mensch
GenID (Mensch)	596
GenID	596
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S87 von humanem Bcl-2 (NP_000624.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P10415
Proteinmasse	26 kDa
Versand	Eisbeutel