

Phospho-Beclin 1 (Ser15) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q14457

Artikelnummer: CM0001642



Einführung

Phospho-spezifischer Beclin-1 (Ser15) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Ratten-Beclin-1 (52 kDa). Essentiell für Autophagie-, Apoptose- und Wirtsabwehrforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Phospho-Beclin 1-Ser15 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ATG6; VPS30; beclin1; Phospho-Beclin 1-Ser15
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8678
Gen-ID	8678
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S15 von humanem Beclin 1 (NP_003757.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q14457
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel