

Phospho-Beclin 1 (Ser90) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q14457

Artikelnummer: CM0001314



Einführung

Phospho-spezifischer kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen Beclin-1 an Ser90 gerichtet ist. Validiert für Western Blot und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Autophagie-, Apoptose- und Endozytose-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Beclin 1-Ser90 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ATG6; VPS30; beclin1; Phospho-Beclin 1-Ser90
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8678
GenID	8678
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S90 von menschlichem Beclin 1 (NP_003757.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14457
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel