

Phospho-Beclin 1-Ser93 Kaninchen-Pab Für Wb, Elisa - Q14457

Artikelnummer: CM0001425



Einführung

Phospho-Beclin 1-Ser93 polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes Beclin-1, phosphoryliert an Ser93, einen Schlüsselregulator der Autophagie und Apoptose. Ideal für die Forschung zu Autophagie, Apoptose und Wirtsabwehr.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Beclin 1-Ser93 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ATG6; VPS30; beclin1; Phospho-Beclin 1-Ser93
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8678
Gen-ID	8678
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S93 von humanem Beclin 1 (NP_003757.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q14457
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel