

Phospho-Brca1-S1423 Kaninchen Pab - P38398

Artikelnummer: CM0000740



Einführung

Phospho-BRCA1 (S1423) Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA mit Reaktivität gegen Human, Maus, Ratte. Nützlich für DNA-Reparatur- und Onkologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-BRCA1-S1423 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IRIS; PSCP; BRCAI; BRCC1; FANCS; PNCA4; RNF53; BROVCA1; PPP1R53; Phospho-BRCA1-S1423
Spezies	Human
GeneID (Human)	672
GeneID	672
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S1423 von humanem BRCA1 (NP_009225.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P38398
Protein-Gewicht	208kDa
Versand	Eistasche