


Phospho-Brd4 (S492/S494) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Db, Elisa - O60885

Artikelnummer: CM0000726



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen BRD4 an S492/S494. Validiert für Western Blot, Dot Blot und ELISA mit Humanreaktivität; untersucht epigenetisches Gedächtnis und Transkriptionsregulation. ~152 kDa. UniProt O60885.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-BRD4-S492/S494 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Phospho-BRD4-S492/S494
Spezies	Mensch
GeneID (human)	23476
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O60885
Proteingewicht	152kDa
Versand	Eistasche