


Phospho-Brd4-S498/S499 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O60885

Artikelnummer: CM0000845



Einführung

Dieser kaninchenpolyklonale Antikörper detektiert endogene BRD4-Spiegel nur, wenn es bei S498/S499 phosphoryliert ist. Geeignet für WB und ELISA mit Reaktivität gegenüber Human. Ideal für Studien zur epigenetischen Speicherung und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-BRD4-S498/S499 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Phospho-BRD4-S498/S499
Spezies	Mensch
GenID	23476
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O60885
Proteinmasse	152kDa
Versand	Eisbeutel