


Phospho-Brd4-T204 Kaninchen-Mak Für Wb, Elisa - O60885

Artikelnummer: CM0001163



Einführung

Phospho-BRD4-T204 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes und Ratten-BRD4, das an Threonin 204 phosphoryliert ist. Geeignet für die Erforschung von epigenetischem Gedächtnis, Transkriptionsregulation und NF-kappa-B-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-BRD4-T204 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Phospho-BRD4-T204
Spezies	Human
GeneID (Human)	23476
GeneID	23476
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T204 von humanem BRD4 (NP_490597.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	O60885
Proteingewicht	152kDa
Versand	Eistasche