


Phospho-Brd4-T204 Kaninchen Pab - O60885

Artikelnummer: CM0000823



Einführung

Phospho-BRD4-T204 Kaninchen pAb detektiert phosphoryliertes BRD4 an Threonin 204. Validiert für WB und ELISA, reagiert kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu epigenetischer Regulation und Transkriptionsregulation. ~152 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-BRD4-T204 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Phospho-BRD4-T204
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23476
GenID	23476
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um T204 des humanen BRD4 (NP_490597.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60885
Proteingewicht	152 kDa
Versand	Eisbeutel