


Phospho-Brd4-T249 Kaninchen-Pab Für Wb - O60885

Artikelnummer: CM0001199



Einführung

Phospho-BRD4-T249 Kaninchen-pAb erkennt BRD4, das an Thr249 phosphoryliert ist. Validiert für WB in menschlichen, murinen und Rattenproben. Ideal für die Forschung zu epigenetischem Gedächtnis und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-BRD4-T249 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Phospho-BRD4-T249
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23476
Gen-ID	23476
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T249 von humanem BRD4 (NP_490597.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60885
Proteingewicht	152kDa
Versand	Eisbeutel