


Phospho-C-Abl-Y412 Kaninchen Pab - P00519

Artikelnummer: CM0000491



Einführung

Phosphospezifisches polyklonales Kaninchenantikörper, das an Y412 phosphoryliertes c-Abl nachweist. Geeignet für IHC-P und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der ABL1-Kinase-Signalübertragung, Apoptose und Zytoskelettdynamik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-c-Abl-Y412 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ABL; JTK7; p150; c-ABL; v-abl; CHDSKM; c-ABL1; BCR-ABL; bcr/abl; Phospho-c-Abl-Y412
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	25
GeneID	25
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich Y412 des humanen ABL1 (NP_009297.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00519
Proteingewicht	123 kDa
Versand	Eisbeutel