


Phospho-C-Abl-Y412 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P00519

Artikelnummer: CM0000426



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, spezifisch für Phospho-c-Abl (Y412) zur Verwendung in WB, IHC-P und ELISA. Erkennt c-Abl-Phosphorylierung in humanen, murinen und Rattensamples. Ideal für Krebs-, Kinase-Signalweg- und Apoptoseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-c-Abl-Y412 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ABL; JTK7; p150; c-ABL; v-abl; CHDSKM; c-ABL1; BCR-ABL; bcr/abl; Phospho-c-Abl-Y412
Spezies	Human
GeneID (Human)	25
GeneID	25
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y412 von humanem ABL1 (NP_005148.2).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P00519
Proteingewicht	123kDa
Versand	Eistasche