


Phospho-C-Jun-S243 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P05412

Artikelnummer: CM0000599



Einführung

Der Phospho-c-Jun-S243 Kaninchen-pAb erkennt menschliches, murines und rattes c-Jun, das an Ser243 phosphoryliert ist. Validiert für WB, IHC-P und ELISA, unterstützt dieser Antikörper die Forschung am AP-1-Transkriptionskomplex und an der Krebsignalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-c-Jun-S243 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-S243
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3725
Gen-ID	3725
Immunogen	Synthetisches Peptid / Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S243 von menschlichem Jun (NP_002219.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05412
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel