


Phospho-C-Jun-S63 Kaninchen Pab Für Wb Und Elisa - P05412

Artikelnummer: CM0000877



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Antikörper vom Kaninchen, der an Serin63 phosphoryliertes c-Jun erkennt. Validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit humanen und Ratten-Proteinen. Ideal für die Untersuchung der AP-1-Transkriptionsfaktor-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-c-Jun-S63 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-S63
Spezies	Human
GeneID (Human)	3725
GeneID	3725
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S63 von humanem c-Jun (NP_002219.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	P05412
Protein-Gewicht	36kDa
Versand	Eistasche