


Phospho-C-Jun-S63 Kaninchen-Pak - P05412

Artikelnummer: CM0001709



Einführung

Phospho-c-Jun-S63 Kaninchen-pAk erkennt phosphoryliertes c-Jun an Ser63 bei Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für WB, IHC-P, ELISA in der Transkriptions- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-c-Jun-S63 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-S63
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3725
GenID	3725
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um S63 von menschlichem Jun (NP_002219.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05412
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel