


Phospho-C-Jun-S73 Kaninchen Pab - P05412

Artikelnummer: CM0001691



Einführung

Polyclonaler Antikörper vom Kaninchen, der auf phosphoryliertes c-Jun an Serin 73 abzielt, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit menschlichen, murinen und Rattenproben. Ideal für die Untersuchung der AP-1-Transkriptionsfaktor-Signalübertragung bei Krebs und Immunantworten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-c-Jun-S73 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-S73
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3725
GenID	3725
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S73 von menschlichem c-Jun (NP_002219.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05412
Protein-Gewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel