


Phospho-C-Jun-S73 Kaninchen-Pak - P05412

Artikelnummer: CM0001064



Einführung

Phospho-c-Jun-S73 polyklonaler Kaninchen-Antikörper für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes c-Jun, phosphoryliert an S73. IVD-Rohmaterial für die Krebs- und Transkriptionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-c-Jun-S73 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-S73
Spezies	Mensch
GenID	3725
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S73 von humanem c-JUN (NP_002219.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05412
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel