


## Phospho-C-Jun-T91 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05412

Artikelnummer: CM0001220



### Einführung

Phosphospezifischer Kaninchen-polyclonaler Antikörper, der gegen Thr91 des Transkriptionsfaktors c-Jun (AP-1, p39) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA; reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von JNK-Signalwegen, Zellproliferation und Onkogenese.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | Phospho-c-Jun-T91 Rabbit pAb                                                        |
| Bemerkungen/Aliaße | AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-T91                                      |
| Spezies            | Mensch                                                                              |
| Gen-ID             | 3725                                                                                |
| Immunogen          | Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T91 des menschlichen JUN (NP_002219.1) |
| Quelle             | Kaninchen                                                                           |
| Kategorie          | Phosphorylierte Antikörper                                                          |
| Anwendung          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                            |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte                                                                 |
| SWISS              | P05412                                                                              |
| Proteinmasse       | 36 kDa                                                                              |
| Versand            | Eisbeutel                                                                           |