


Phospho-C-Jun-T93 Kaninchen-Pak Für Wb, Elisa - P05412

Artikelnummer: CM0000487



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen phosphoryliertes Thr93 von humanem c-Jun (AP-1) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA; reagiert mit Human und Maus. Ideal für die Untersuchung der Aktivität des AP-1-Transkriptionsfaktors und von Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-c-Jun-T93 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-T93
Spezies	Human
GenID (Human)	3725
GenID	3725
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T93 von humanem JUN (NP_002219.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P05412
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel