


Phospho-C-Myc-S62 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P01106

Artikelnummer: CM0001143



Einführung

Hochspezifischer Phospho-c-Myc-S62 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blotting (WB) und ELISA in menschlichen und Maus-Proben. Ideal zur Untersuchung der c-Myc-Phosphorylierung und der transkriptionellen Aktivität. Molekulargewicht ~51 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-c-Myc-S62 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Phospho-c-Myc-S62
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4609
GenID	4609
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um S62 von humanem c-Myc (NP_002458.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P01106
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel