


Phospho-C-Myc-T58/S62 Kaninchen-Mak Für Wb, Elisa - P01106

Artikelnummer: CM0000874



Einführung

Phospho-c-Myc (T58/S62) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Spezifisch für humanes c-Myc, phosphoryliert an Thr58 und Ser62, mit Ratten-Kreuzreaktivität. Ideal für die Untersuchung von Myc-Signalwegen, Zellproliferation und Onkogenaktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	Phospho-c-Myc-T58/S62 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Phospho-c-Myc-T58/S62
Spezies	Mensch
Gen-ID	4609
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T58 & S62 von humanem c-Myc (P01106)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P01106
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel