


Phospho-Kardiales Troponin I (Tnni3)-S23/S24 Kaninchen Mab Für Ihc-P, Elisa - P19429

Artikelnummer: CM0001792



Einführung

Phosphospezifischer monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen phosphoryliertes S23/S24 des menschlichen kardialen Troponin I (TNNI3), validiert für IHC-P und ELISA. Erkennt das menschliche kardiale Troponin I, einen wichtigen Regulator der Herzmuskelskontraktion. Ideal für Studien zu kardialen Biomarkern und Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Kardiales Troponin I (TNNI3)-S23/S24 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CMH7; RCM1; cTnl; CMD2A; TNNC1; CMD1FF; Phospho-Kardiales Troponin I (TNNI3)-S23/S24
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7137
Gen-ID	7137
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich um S23 & S24 des menschlichen kardialen Troponin I (TNNI3) (NP_000354.4).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P19429
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Eisbeutel