

Phospho-Casein Kinase 2 Alpha (Csnk2A1)-T360/S362 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P68400

Artikelnummer: CM0000881



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, spezifisch für CSNK2A1, das an T360/S362 phosphoryliert ist. Validiert für WB und ELISA, detektiert humane und murine Casein Kinase 2 alpha. Ideal für die Untersuchung von Kinasen-Signalwegen, Apoptose und Transkription.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1)-T360/S362 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CKII; Cka1; Cka2; CK2A1; OCNDS; Phospho-Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1)-T360/S362
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1457
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein phosphospezifisches Peptid, das den Regionen um T360/S362 der humanen Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P68400
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel