


Phospho-Cbl-Y700 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P22681

Artikelnummer: CM0000461



Einführung

Der Phospho-CBL-Y700 Kaninchen-Polyklonale Antikörper detektiert phosphoryliertes CBL an Tyr700 in humanen Proben, validiert für WB und ELISA. Geeignet für die Untersuchung von Ubiquitinierung, RTK-Signalgebung und Osteoklasten-Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-CBL-Y700 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CBL2; NSLL; C-CBL; RNF55; FRA11B; Phospho-CBL-Y700
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	867
Gen-ID	867
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y700 von humanem CBL (NP_005179.2).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P22681
Protein-Gewicht	100kDa
Versand	Eisbeutel