


Phospho-Cdc6-S54 Kaninchen-Mab Für Wb, Elisa - Q99741

Artikelnummer: CM0001942



Einführung

Phospho-Cdc6-S54 Kaninchen-mAb (Q99741) validiert für WB, ELISA. Erkennt humanes und murines CDC6, das an Ser54 phosphoryliert ist. Ideal für die DNA-Replikations- und Zellzyklus-Checkpoint-Forschung. CamelBio One-Stop IVD-Rohmaterialien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Cdc6-S54 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CDC18L; HsCDC6; MGORS5; HsCDC18; Phospho-Cdc6-S54
Spezies	Human
GeneID (Human)	990
GeneID	990
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S54 von humanem Cdc6 (Q99741).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q99741
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eisbeutel