


Phospho-Cdk1-T14 Kaninchen Mab Für Wb, Elisa - P06493

Artikelnummer: CM0001634



Einführung

Phosphospezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen an Thr14 phosphoryliertes CDK1. Validiert für WB und ELISA in Proben von Mensch und Maus. Detektiert eine Bande von ~34 kDa. Ideal für Forschung zum Zellzyklus, Mitose und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-CDK1-T14 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Phospho-CDK1-T14
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	983
GeneID	983
Immunogen	Synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich von T14 des menschlichen CDK1 (NP_001777.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P06493
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel