


Phospho-Cdk1-T161 Kaninchen Pab - P06493

Artikelnummer: CM0001656



Einführung

Phospho-CDK1-T161 Kaninchen pAb erkennt spezifisch an Thr161 phosphoryliertes CDK1 in Proben von Menschen, Mäusen und Ratten. Validiert für WB, IP, IF-P, IHC-P und ELISA. Ideal für Studien zum Zellzyklus und zur Mitose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-CDK1-T161 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Phospho-CDK1-T161
Spezies	Mensch
Gen-ID	983
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T161 des humanen CDK1 (NP_001777.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P06493
Proteinmasse	34 kDa
Versand	Eisbeutel