


Phospho-Cdk1-T161+Cdk2/Cdk3-T160 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If - P06493

Artikelnummer: CM0000667



Einführung

Hochspezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der Phospho-T161 von CDK1 und das entsprechende Phospho-T160 von CDK2/CDK3 erkennt. Valid für Western Blot, Immunpräzipitation und Immunfluoreszenz in Human-, Maus- und Rattenproben. Ideal für Zellzyklus- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-CDK1-T161+CDK2/CDK3-T160 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; CDK1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	983
GeneID	983
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T161 von humanem CDK1 (NP_001777.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF-P, IHC-P, DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P06493
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eistasche