


Phospho-Cdk1/2-T14 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P06493 / P24941

Artikelnummer: CM0000875



Einführung

Phospho-Cdk1/2-T14 Kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA; erkennt phosphoryliertes T14 von menschlichem CDK1 und CDK2, kreuzreagiert mit Maus und Ratte; geeignet für Studien zum Zellzyklus und zur Mitose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Cdk1/2-T14 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Phospho-Cdk1/2-T14
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	983 / 1017
Gen-ID	983 / 1017
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T14 von menschlicher CDK1 (P06493) / CDK2
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P06493 / P24941
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel