


Phospho-Cdk1/2/3-T14 Kaninchen-Mak - P06493/P24941/Q00526

Artikelnummer: CM0001545



Einführung

Phospho-CDK1/2/3-T14 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-CDK1/2/3, das an T14 phosphoryliert ist. Ideal für Zellzyklus- und Mitoseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-CDK1/2/3-T14 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Phospho-CDK1/2/3-T14
Spezies	Human
GeneID (human)	983/1017/1018
GeneID	983/1017/1018
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T14 von humanem CDK1/2/3CDK1 (P06493).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P06493/P24941/Q00526
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eistasche