


Phospho-Cdk2-Y15 Kaninchen Mab Für Wb, Elisa - P24941

Artikelnummer: CM0000883



Einführung

Phosphospezifischer monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes, an Tyr15 phosphoryliertes CDK2. Validiert für WB und ELISA, reagiert mit humanem und murinem Protein. Ideal für die Erforschung von Zellzyklus und DNA-Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-CDK2-Y15 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CDKN2; p33(CDK2); Phospho-CDK2-Y15
Art	Mensch
GenID (Mensch)	1017
GenID	1017
Immunogen	Synthetisches Peptid: Synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich um Y15 des humanen CDK2 (NP_001789.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P24941
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel