


Phospho-Cdk6-Y13 Kaninchen Pab - Q00534

Artikelnummer: CM0001833



Einführung

Phospho-CDK6-Y13 polyklonales Kaninchen-Antikörper für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt phosphoryliertes Y13 von humanem CDK6; kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für die Forschung zu Zellzyklus und Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-CDK6-Y13 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MCPH12; PLSTIRE; Phospho-CDK6-Y13
Spezies	Mensch
Gen-ID	1021
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y13 des humanen CDK6 (NP_001250.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q00534
Proteinmasse	37 kDa
Versand	Eisbeutel