


Phospho-Cdk6-Y24 Kaninchen-Pab Für Wb/If/Icc - Q00534

Artikelnummer: CM0000413



Einführung

Phospho-CDK6-Y24 Kaninchen-pAb erkennt humanes CDK6, das bei Tyr24 phosphoryliert ist. Geeignet für WB, IF/ICC. Validiert in Human, Maus. Ideal für Zellzyklus-, Differenzierungs- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-CDK6-Y24 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MCPH12; PLSTIRE; Phospho-CDK6-Y24
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1021
GenID	1021
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein phosphospezifisches Peptid, das den Resten um Y24 von humanem CDK6 entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q00534
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel