


Phospho-Cdkn1B/P27Kip1-T187 Kaninchen Pab Für Wb - P46527

Artikelnummer: CM0001583



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen an T187 phosphoryliertes CDKN1B/p27KIP1; validiert für Western Blot in humanen Proben. Ideal für Zellzyklus- und Tumorsuppressor-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-CDKN1B/p27KIP1-T187 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KIP1; MEN4; CDKN4; MEN1B; P27KIP1; Phospho-CDKN1B/p27KIP1-T187
Spezies	Mensch
GeneID (human)	1027
GeneID	1027
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein phospho-spezifisches Peptid, das den T187 umgebenden Resten von humanem CDKN1B/p27KIP1 entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P46527
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel