

Phospho-Cebpb (T235) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P17676

Artikelnummer: CM0000775



Einführung

Phospho-CEBPB (T235) Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattiges CEBPB. Ideal für Forschung zu Transkriptionsregulation, Immunantwort und Adipogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-CEBPB-T235 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TCF5; IL6DBP; NF-IL6; C/EBP-beta
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1051
Gen-ID	1051
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T235 von menschlichem CEBPB (NP_00005185.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17676
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel