

Phospho-C/Ebpb-T235 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P17676

Artikelnummer: CM0000676



Einführung

Phospho-C/EBPB-T235 kaninchen-polyclonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes und murines C/EBPB, das an T235 phosphoryliert ist – ein zentraler Transkriptionsfaktor bei Immunantworten und Adipogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-C/EBPB-T235 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	TCF5; IL6DBP; NF-IL6; C/EBP-beta; Phospho-C/EBPB-T235
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1051
Gen-ID	1051
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich um T235 des humanen C/EBPB (NP_005185.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P17676
Proteinmasse	36 kDa
Versand	Eisbeutel