

Phospho-Cfl1-S3 Kaninchen-Pab Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23528

Artikelnummer: CM0000502



Einführung

Phospho-CFL1-S3 Kaninchen-pAb detektiert endogenes phosphoryliertes Cofilin-1 an Ser3 bei Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Ein zuverlässiges IVD-Tool zur Untersuchung der Aktindynamik und Zytoskelettregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-CFL1-S3 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CFL; Cofilin; HEL-S-15; Phospho-CFL1-S3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1072
GenID	1072
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um S3 von menschlichem CFL1 (NP_005498.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23528
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Eisbeutel