

Phospho-Cgas (S420) Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8C6L5

Artikelnummer: CM0000665



Einführung

Phospho-CGAS-S420 Kaninchen pAb erkennt CGAS, das an Serin 420 phosphoryliert ist, in Proben von Maus, Mensch und Ratte. Validiert für WB und ELISA. Ideal für Forschung zur angeborenen Immunität, cGAS-STING-Signalweg und DNA-Erkennung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Phospho-CGAS-S420 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Mb21d1; E330016A19Rik; Phospho-CGAS-S420
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	115004
GeneID	214763
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S420 von Maus-CGAS (NP_775562.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q8C6L5
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel