


Phospho-Chk1-S280 Kaninchen-Pak - O14757

Artikelnummer: CM0000542



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen Ser280 von humanem Chk1 (CHEK1) gerichtet ist, für WB, IHC-P, ELISA. Validiert in Human, Maus, Ratte. Ideal für die Forschung zu DNA-Schäden und Zellzyklus-Kontrollpunkten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Chk1-S280 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	CHK1; Phospho-Chk1-S280
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1111
Gen-ID	1111
Immunogen	Synthetisches Peptid: ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S280 von humanem Chk1 (NP_001265.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14757
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel