

Phospho-Chk1-S317 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper (Wb, Elisa) - O14757

Artikelnummer: CM0000628



Einführung

Hochspezifischer Kaninchen-Polyclonaler Antikörper, der endogene Mengen von an Ser317 phosphoryliertem Chk1 erkennt. Validiert für Western Blotting (WB) und ELISA in humanen Proben. Ideal für Forschung zu Zellzyklus und DNA-Schäden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	Phospho-Chk1-S317 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	CHK1; Phospho-Chk1-S317
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1111
Gen-ID	1111
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich der S317 des humanen Chk1 (NP_001265.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O14757
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel