


Phospho-Chk1-S345 Rabbit Mab Für Wb, Elisa - 014757

Artikelnummer: CM0000505



Einführung

Kanincheninonoklonaler Antikörper, der endogenes, bei Ser345 phosphoryliertes Chk1 nachweist, validiert für Western Blot und ELISA mit Kreuzreaktivität gegen Mensch und Maus, zielt auf die Schlüssel-Zellzyklus-Checkpoint-Kinase ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Chk1-S345 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	CHK1; Phospho-Chk1-S345
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1111
GenID	1111
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um S345 von menschlichem Phospho-Chk1-S345 (NP_001107593.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O14757
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel