

## Phospho-Chk2-S516 Kaninchen Pab - O96017

Artikelnummer: CM0001269



### Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der endogene Chk2-Spiegel nur dann erkennt, wenn es an Ser516 phosphoryliert ist. Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur DNA-Schadensantwort und zum Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Phospho-Chk2-S516 Kaninchen pAb                                                   |
| Bemerkungen/Alias | CDS1; CHK2; LFS2; RAD53; hCds1; HuCds1; PP1425; Phospho-Chk2-S516                 |
| Spezies           | Human                                                                             |
| GeneID            | 11200                                                                             |
| Immunogen         | Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S516 von humanem Chk2 (NP_009125.1). |
| Quelle            | Kaninchen                                                                         |
| Kategorie         | Phosphorylierte Antikörper                                                        |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                |
| SWISS             | O96017                                                                            |
| Proteingewicht    | 61kDa                                                                             |
| Versand           | Eisbeutel                                                                         |