


Phospho-Connexin 43-S368 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - P17302

Artikelnummer: CM0001217



Einführung

Phospho-spezifischer Kaninchen-pAk, der gegen humanes Connexin-43 gerichtet ist, das an Ser368 phosphoryliert ist. Validiert für IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an Gap Junctions, Herz und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Connexin 43-S368 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	HSS; CMDR; CX43; EKVP; GJAL; ODDD; AVSD3; EKVP3; HLHS1; PPKCA; Phospho-Connexin 43-S368
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2697
GenID	2697
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S368 von humanem GJA1 (NP_000156.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P17302
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel