

Phospho-Creb1-S129 Kaninchen Pab - P16220-1

Artikelnummer: CM0001507

Einführung

Phospho-CREB1-S129 Kaninchen pAb erkennt spezifisch CREB1, das an Ser129 phosphoryliert ist, in Proben von Menschen und Ratten. Dieser Antikörper ist für WB und ELISA validiert und unterstützt Studien zur Signaltransduktion und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-CREB1-S129 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CREB; CREB-1; Phospho-CREB1-S129
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1385
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S129 des menschlichen CREB1
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P16220-1
Proteingewicht	36KDa
Versand	Eisbeutel