

Phospho-Creb1-S133 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Fc (Intra), Elisa - P16220

Artikelnummer: CM0000888



Einführung

Phospho-spezifischer kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen CREB1 gerichtet ist, das bei Ser133 phosphoryliert ist. Validierte Anwendungen umfassen WB, IHC-P, intrazelluläre Durchflusszytometrie und ELISA mit Kreuzreaktivität für Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur cAMP-Signalgebung und Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-CREB1-S133 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CREB; CREB-1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1385
GenID	1385
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S133 von humanem CREB1 (NP_604391.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, FC (intra), ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16220
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel