

Phospho-Creb1-S133 Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16220

Artikelnummer: CM0001280



Einführung

Phospho-CREB1-S133 Kaninchen pAb detektiert phosphoryliertes CREB1 an Ser133 bei Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA, ermöglicht die Erforschung von Transkriptions- und cAMP-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-CREB1-S133 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CREB; CREB-1; Phospho-CREB1-S133
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1385
Gen-ID	1385
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S133 des menschlichen CREB1 (NP_604391.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16220
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Eisbeutel