

Phospho-Creb1-S142 Kaninchen Pab Für Wb - P16220

Artikelnummer: CM0000674



Einführung

Phospho-CREB1-S142 Kaninchen pAb erkennt spezifisch CREB1, das an Ser142 phosphoryliert ist, mittels Western Blot. Validiert in humanen, murinen und Rattenproben, unterstützt es die Forschung zu Transkriptionsregulation, zirkadianer Biologie und Zelldifferenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-CREB1-S142 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CREB; CREB-1; Phospho-CREB1-S142
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	1385
Gen-ID	1385
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein phosphospezifisches Peptid, das den Bereich um S142 von humanem CREB1 entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16220
Protein-Gewicht	35 kDa
Versand	Eisbeutel