


Phospho-Crk P38-Y221 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P46108

Artikelnummer: CM0001059



Einführung

Phospho-spezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Crk p38 an Position Y221. Validiert für WB und ELISA, Kreuzreaktivität mit humanem Protein. Geeignet für die Untersuchung von Zelladhäsion, Migration und Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Crk p38-Y221 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	p38; CRKII
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1398
GeneID	1398
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um Y221 des humanen Crk p38 (NP_058431.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P46108
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel