


Phospho-Cyclin D1 (T286) Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P24385

Artikelnummer: CM0001049



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen menschliches Cyclin D1 phosphoryliert an T286, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung des G1/S-Übergangs und der Onkogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Cyclin D1-T286 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	BCL1; PRAD1; U21B31; D11S287E; Phospho-Cyclin D1-T286
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	595
GeneID	595
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T286 des menschlichen Cyclin D1 (NP_444284.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P24385
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel