

Phospho-Cyclin E1-T395 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P24864

Artikelnummer: CM0000776



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen an T395 phosphoryliertes Cyclin E1. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Zellzyklusforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Cyclin E1-T395 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	CCNE; pCCNE1; Phospho-Cyclin E1-T395
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	898
GeneID	898
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T395 von menschlichem Cyclin E1 (NP_001229.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P24864
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel